

# AmMag™ Quatro 1100

## 全自动多功能小型磁珠纯化系统



### Why Choose us?

依托数十年的磁珠平台，金斯瑞推出了全自动多功能磁珠纯化系统 — AmMag™ Quatro 1100，搭载 4 个模块。单模块一次最多纯化 48 个样本，兼容 1-10 mL 样本体积，可根据样本类型自定义程序，结果快速且可重复，均一性好。



#### 低内毒

用于质粒提取，可获得高纯度、低内毒的转染级质粒



#### 高通量

4 台自动化模块可实现 90 分钟内纯化 4\*48 个样本



#### 全自动


实现样本到产物的全自动提取，无需人工干预



#### 高均一




提取的质粒得率、超螺旋及内毒素水平均一

## 提取原理



## 案例展示

应用案例：使用相同菌泥（ODV16）在 48 孔板中均一性测试



扫描二维码  
申请试用

结果显示，AmMag™ Quatro 1100 单模块一次性可以完成 48 个样品，且样品之间的得率、超螺旋以及内毒素的均一性强，内毒素水平低，可以满足下游转染应用需求。



地址：江苏省南京市江宁科学园雍熙路28号  
 邮箱：product@genscript.com.cn  
 售后电话：400-025-8686-6707

网址：www.genscript.com.cn  
 电话：400-0258686 转 5810  
 售后邮箱：cpbu.techsupport@genscript.com

\* 活动解释权归金斯瑞生物有限公司所有

